

**MOBI TEC**

Mobilität ohne Grenzen



## Lösungen für Aktivfahrer Carolift 90

**Hebt handbetriebene und motorisierte Rollstühle bis zu 90 kg Gewicht**

Der Carolift 90 ist ein Kran, der sowohl hand- als auch motorbetriebene Rollstühle und Scooter bis zu einem Höchstgewicht von 90 kg in Kombiwagen, Minivans oder Vans verladen kann.

Er hat motorbetriebene Funktionen, um Rollstühle zu heben, nach innen und außen zu schwenken und zu senken. Alles was Sie zu tun haben ist die Kontrollknöpfe zu bedienen & so den Rollstuhl in die entsprechende Position zu dirigieren. Wenn er nicht gebraucht wird, kann er auf den Fahrzeugboden abgesenkt werden.

Der Carolift 90 Kranarm kann entweder horizontal oder vertikal abgekürzt werden, damit er in den Gepäckraum des Fahrzeugs passt aber gleichzeitig auch die richtige Entfernung zum Rollstuhl hat.



**MobiTEC GmbH & Co. KG**

Robert-Bosch-Straße 6  
D-88450 Berkheim

☎ +49 83 95 / 91 00 89 - 0

☎ +49 83 95 / 91 00 89-99

✉ info@mobi-tec.de

[www.mobi-tec.de](http://www.mobi-tec.de)

Mobilität ohne Grenzen