

MOBITEC

Mobilität ohne Grenzen



Multifunktionsfahrzeug Fahrtrage FTM



Mobilität ohne Grenzen

Merkmale:

- Stabile Unterkonstruktion mit großen kugelgelagerten luftbereiften Rädern, leichtgängig verschiebbar
- Hydraulisch, höhenverstellbar (Hubbereich 550 - 900 mm)
- Die Höhenverstellung erfolgt linear nach oben, so dass die Trage auch in kurzen (günstigeren) Basisfahrzeugen eingesetzt werden kann
- Ergonomische und komfortable Bedienung mit dem Fuß
- wartungsfrei
- Abnehmbare DIN-Trage (dynamisch getestet nach DIN EN 1789 TÜV Rheinland) mit verstellbarem Kopfteil und Polsterauflage inklusiv Haltegurte und muldenförmigem Kopfkissen
- Schnellverriegelung für Fahrtrage im Fahrzeug herausnehmbar
- Kompatibel mit vergleichbaren Systemen am Markt
- Beschichtet in RAL 9006 weißaluminium

MobiTEC GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 6
D-88450 Berkheim

☎ +49 83 95 / 91 00 89 - 0

☎ +49 83 95 / 91 00 89-99

✉ info@mobi-tec.de

www.mobi-tec.de