

**MOBI**TEC

Mobilität ohne Grenzen



## Sitzumbauten Transportrollstuhl Carony



Mobilität ohne Grenzen

# Carony in Verbindung mit dem Schwenkhubsitz Turny Evo



Mit dem **CARONY Transportrollstuhl** ist es möglich in das Auto Ein- und Auszusteigen, ohne sich vom Stuhl heben zu müssen. Stattdessen können Sie im Stuhl sitzen bleiben, während dieser vom Untergestell des Rollstuhls über Schienen auf den Schwenksitz geschoben wird.

Das Carony System besteht aus einem Rollstuhluntergestell, einem bequemen BEV-Sitz der sowohl als Rollstuhl wie auch als Autositz dient, und dem Schwenksitz TURNOUT oder dem Schwenkhubsitz TURNY, der im Auto montiert ist.

Das leichte Rollstuhl-Untergestell kann dann einfach im Kofferraum verstaut werden.



## Der Turny Evo - Schwenkhubsitz

Sie sind in Ihrer Mobilität eingeschränkt, gehbehindert oder möglicherweise auf einen Rollstuhl angewiesen? Dennoch sollten Sie sich keine Sorgen machen, wie Sie in ein Fahrzeug oder wieder aus diesem heraus gelangen.

Der Turny Evo senkt den Sitz auf eine komfortable Höhe über dem Boden ab. Sie müssen nur Platz nehmen und die Handsteuerung betätigen, damit sich der Sitz sanft aufwärts und in das Auto bewegt.

Wer würde es nicht bevorzugen, auf einem Vordersitz statt hinten im Fahrzeug im Rollstuhl zu sitzen?

Der Turny Evo kann an der Beifahrersitzposition oder an einer der Türen in der zweiten Sitzreihe installiert werden. Dank der schlanken Konstruktion und der programmierbaren Bewegungsabläufe des Turny Evo kann er in mehr SUVs, Minivans, Minibusse, Crossover und vergleichbaren Fahrzeuge eingebaut werden als der herkömmliche Turny.

Ein weiterer Vorteil gegenüber dem Turny ist die jetzt mögliche Längsverstellung des Sitzes.



**MobiTEC GmbH & Co. KG**  
Robert-Bosch-Straße 6  
D-88450 Berkheim

☎ +49 83 95 / 91 00 89 - 0

☎ +49 83 95 / 91 00 89-99

✉ info@mobi-tec.de

[www.mobi-tec.de](http://www.mobi-tec.de)